

# 臺北醫學大學

## 精密恆溫水槽(20L)(waterbath)安全作業標準

醫學院公衛科吳美滿老師實驗室

作業種類區分：常用設備

單位作業名稱：加熱物品

作業方式：單人操作

使用處理材料：欲加熱的物品

使用器具工具：水

防護器具：實驗衣，實驗用手套

資格限制：經實驗室指導後，始可操作

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1. 作業前	1.1 加水 1.2 設定溫度 開啟開關			
2. 作業中	2.1 將欲加熱物品放入	2.1 高溫	2.1 注意水位不要太高 2.2 放置或取出物品時小心不要讓水噴濺	依照燒燙傷處理流程治療傷患，通知實驗室負責人
3. 作業後	3.1 關閉開關 3.2 擦拭噴濺出的水			

實驗室負責人：吳美滿老師 製表人：陳俞均 發行日期：20190910